

Mythic™ 18

The original by Orphée



Mythic™ 18

Analizador hematológico automatizado de 18 parámetros

Especificaciones técnicas

Rendimiento	60 pruebas por hora
Volumen de absorción de la muestra	< 10 µl
Volumen de absorción de reactivo por muestra	<ul style="list-style-type: none"> Diluyente 12.80 ml Lisante 0.34 ml Limpiador 0.42 ml
Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> Impedancia (WBC, RBC, PLT) Espectrofotometría (HGB)
Parámetros	18 parámetros con diferencial en tres partes: WBC, LYM% y #, MON% y #, GRA% y #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, curvas de RBC, WBC y PLT
Resultados	Reporte de resultados en gráficas, números absolutos y porcentaje, tanto en la pantalla como en el papel
Dimensiones y peso	<ul style="list-style-type: none"> 350 x 250 x 340 mm (A x a x F) 9 kg
Fuente de poder	<ul style="list-style-type: none"> 90 hasta 250 V 50 a 60 Hz Menos de 150 VA
Impresora	<i>Impresora externa</i> <ul style="list-style-type: none"> Matriz de puntos Térmica Inyección de tinta Láser
Interfaz del usuario	Pantalla táctil a color
Puertos de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> RS 232 Puerto para teclado externo Puerto para lector de código de barras

Especificaciones del software

Idiomas	Inglés, español, francés, etc.
Calibración	Automática o manual
Control de calidad	3-6 viales 100 corridas por vial Tabla y gráficos de Levey Jennings
Almacenamiento	Memoria interna: 1,500 muestras Memoria externa: >60,000 muestras
Rastreo de datos	<ul style="list-style-type: none"> ID del paciente o Número del paciente o Número de muestra Registro diario Monitoreo de reactivos o Lote o Caducidad o Volumen Registro de mantenimiento
Alertas	<ul style="list-style-type: none"> Alerta patológica Valores de referencia Nivel bajo de reactivos Anomalías en el instrumento
Reactivos	<ul style="list-style-type: none"> Diluyente Mythic™ 18 10 lt Lisante Mythic™ 18 1 lt Limpiador enzimático Mythic™ 18 1 lt
Controles y calibradores	<ul style="list-style-type: none"> Calibrador para Mythic™ 18 Control para Mythic™ 18 (bajo, normal y alto)
Accesorios opcionales	<ul style="list-style-type: none"> Lector de código de barras Impresora No break con regulador de voltaje Software de validación SVM

Mythic™ 22 AL

The original by Orphée



Mythic™ 22 AL

The original by Orphée



Mythic™ 22 AL

Analizador hematológico automatizado de 22 parámetros con autocargador

Especificaciones técnicas

Rendimiento	45 pruebas por hora
Volumen de absorción de la muestra	< 20 µl
Volumen de absorción de reactivo por muestra	<ul style="list-style-type: none">Diluyente 23.60 mlLisante 1.00 mlLimpiador 0.60 ml
Tecnología	<ul style="list-style-type: none">Impedancia (WBC, RBC, PLT)Espectrofotometría (HGB)Sistema óptico (5 DIFF)Citometría de óptica libre (Hidrofocusing)
Parámetros	22 parámetros con diferencial en cinco partes + 2 curvas + 1 diagrama de dispersión: WBC, LYM% y #, MON% y #, NEU% y #, BAS% y #, EOS% y #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, curva de RBC, curva de PLT
Resultados	Reporte de resultados en gráficas, números absolutos y porcentaje, tanto en la pantalla como en el papel
Dimensiones y peso	<ul style="list-style-type: none">410 x 500 x 430 mm (A x a x F)25 kg
Fuente de poder	<ul style="list-style-type: none">90 hasta 250 V50 a 60 HzMenos de 150 VA
Impresora	<i>Impresora externa</i> <ul style="list-style-type: none">Matriz de puntosTérmicaInyección de tintaLáser
Interfaz del usuario	Pantalla táctil TFT a color de 8,5 pulgadas
Puertos de comunicación	<ul style="list-style-type: none">RS 232Puerto para teclado externoPuerto para lector de código de barras
Características del autocargador	<ul style="list-style-type: none">Carga continua10 racks para 5 muestras cada unoPosición para STATOpción de repetición de corrida en automático

Especificaciones del software

Idiomas	Inglés, español, francés, etc.
Calibración	Automática o manual
Control de calidad	<ul style="list-style-type: none">12 lotes100 corridas por loteTablas y gráficos de Levey Jennings
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">Memoria interna: 1,500 muestrasMemoria externa: >60,000 muestrasCon histogramas y diagramas de dispersión
Rastreo de datos	<ul style="list-style-type: none">ID del paciente o Nombre o Número de paciente o Número de muestraRegistro diarioMonitoreo de reactivos o Lote o Caducidad o VolumenRegistro de mantenimiento
Alertas	<ul style="list-style-type: none">Alerta patológicaValores de referenciaNivel bajo de reactivosAnomalías en el instrumento
Reactivos	<ul style="list-style-type: none">Diluyente Mythic™ 22 10 ltLisante Mythic™ 22 0.5 ltLimpiador enzimático Mythic™ 22 1 lt
Controles y calibradores	<ul style="list-style-type: none">Calibrador para Mythic™ 22Control para Mythic™ 22 (bajo, normal y alto)
Accesorios opcionales	<ul style="list-style-type: none">Lector de código de barrasImpresoraNo break con regulador de voltajeSoftware de validación SVM

Atecsa Aplicaciones Tecnológicas S.A. de C.V.

Camelia 123 • Colonia Florida • Delegación Álvaro Obregón México, D.F. 01030
Teléfono (55) 56621635 al 38
www.atecsa.com.mx



Orphée S.A.

www.orphee-medical.com

Distribuidores Exclusivos

Mythic™ 22 0T

The original by Orphée



Mythic™ 22 OT

The original by Orphée



Mythic™ 22 OT

Analizador hematológico automatizado de 22 parámetros

Especificaciones técnicas

Rendimiento	50 pruebas por hora
Volumen de absorción de la muestra	< 17 µl
Volumen de absorción de reactivo por muestra	<ul style="list-style-type: none">Diluyente 21.00 mlLisante 0.90 mlLimpiador 0.40 ml
Tecnología	<ul style="list-style-type: none">Impedancia (WBC, RBC, PLT)Espectrofotometría (HGB)Sistema Óptico (5-DIFF)
Parámetros	22 parámetros con diferencial en cinco partes + 2 curvas + 1 diagrama de dispersión: WBC, LYM% y #, MON% y #, NEU% y #, BAS% y #, EOS% y #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, curva de RBC, curva de PLT
Resultados	Reporte de resultados en gráficas, números absolutos y porcentaje, tanto en la pantalla como en el papel
Dimensiones y peso	<ul style="list-style-type: none">350 x 250 x 340 mm (A x a x F)11 kg
Fuente de poder	<ul style="list-style-type: none">90 hasta 250 V50 a 60 HzMenos de 150 VA
Impresora	<i>Impresora externa</i> <ul style="list-style-type: none">Matriz de puntosTérmicaInyección de tintaLáser
Interfaz del usuario	Pantalla táctil a color
Puertos de comunicación	<ul style="list-style-type: none">RS 232Puerto para teclado externoPuerto para lector de código de barras

Especificaciones del software

Idiomas	Inglés, español, francés, etc.
Calibración	Automática o manual
Control de calidad	3-6 viales 100 corridas por vial Tabla y gráficos de Levey Jennings
Almacenamiento	Memoria interna: 1,500 muestras Memoria externa: >60,000 muestras
Rastreo de datos	<ul style="list-style-type: none">ID del paciente o Número del paciente o Número de muestraRegistro diarioMonitoreo de reactivos o Lote o Caducidad o VolumenRegistro de mantenimiento
Alertas	<ul style="list-style-type: none">Alerta patológicaValores de referenciaNivel bajo de reactivosAnomalías en el instrumento
Reactivos	<ul style="list-style-type: none">Diluyente Mythic™ 22 10 ltLisante Mythic™ 22 0.5 ltLimpiador enzimático Mythic™ 22 1 lt
Controles y calibradores	<ul style="list-style-type: none">Calibrador para Mythic™ 22Control para Mythic™ 22 (bajo, normal y alto)
Accesorios opcionales	<ul style="list-style-type: none">Lector de código de barrasImpresoraNo break con regulador de voltajeSoftware de validación SVM

Atecsa Aplicaciones Tecnológicas S.A. de C.V.

Camelia 123 • Colonia Florida • Delegación Álvaro Obregón México, D.F. 01030
Teléfono (55) 56621635 al 38
www.atecsa.com.mx

Orphée S.A.

www.orphee-medical.com

Distribuidores Exclusivos

